



LCDF-LCSDF

Congelatori orizzontali per laboratorio
Laboratory chest deep freezers
Congélateur coffre pour laboratoire
Labor-Tiefkühltruhen



EVERmed
MEDICAL REFRIGERATION 

EVERmed s.r.l.
Via Aldo Moro n°25 46020 Pegognaga (MN) - Italy
Telef. +39-0376-550828 Telefax +39-0376-550831 <http://www.evermed.it> mail:evermed@evermed.it

LCDF - LCSDF

EVERmed
MEDICAL REFRIGERATION 

*La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. *Should it be necessary or useful without undermining any model essential features, technical and stylistic characteristics are subject to be changed without manufacturer's previous notice. *La Maison constructrice se réserve le droit d'opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu'elle considèrera nécessaires ou utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits. *Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle technischen und das Aussehen betreffenden Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich oder nötig hält, ohne die wesentlichen Merkmale der Erzeugnisse zu ändern.



ITALIANO: La gamma di congelatori **LCDF**, strutturalmente realizzata, all'esterno, in lamiera d'acciaio verniciata bianca ed all'interno in alluminio goffrato, con modelli di varie capacità da 60 a 390 litri, ha come peculiarità distintiva, la costruzione a pozzetto, con coperchio isolato, dotato di cerniere controbilancianti e chiusura a chiave (escluso modello 60). Due sono anche i livelli di controllo, standard e PRO, entrambi funzionanti a microprocessore ma con diversi livelli di sicurezza. Refrigerazione di tipo statico, con elementi evaporanti, disposti perimetralmente ai lati della vasca interna, a garanzia di una temperatura uniforme. I gruppi frigoriferi silenziosi ed affidabili sono funzionanti con gas ecologici.

ENGLISH: The freezers **LCDF** serie, are constructed, externally, in sheet steel epoxy coated white colour and internally, in aluminium, having capacities between 60 and 390 litres, has as distinctive feature the chest type structure, with insulated lid, provided with counter-balanced hinges and key locking (except model 60). Two levels for

the controls, standard and PRO, both microprocessor operating but with different security levels. The temperature uniformity and stability is granted, with the static refrigeration, thanks to the cooling elements insulated in all the sides of the storage chamber. The cooling units are reliable, low noise level and functioning with environmental friendly gas.

Mod.	60	220	320	390
Capacità (litri) Capacity (litres)	60	220	320	390
Dimensioni (L x P x H cm) Dimensions (W x D x H cm)	40 x 68 x 93	98 x 68 x 93	128 x 68 x 93	150 x 68 x 93
Finitura esterna External finishing	W	W	W	W
Finitura interna Internal finishing	A	A	A	A
Isolamento (mm) Insulation (mm)	60	80	80	80
Ruote Casters	4	4	4	6
Coperchio isolato Insulated lid	1	1	1	1
Chiusura a chiave Key locking	-	•	•	•
Termostato elettronico con allarme Thermostat with alarm	•	•	•	•
Pannello di controllo PRO Control panel PRO	• PRO	• PRO	• PRO	• PRO
Refrigerazione statica Static refrigeration	•	•	•	•
Sbrinamento manuale Manual defrosting	•	•	•	•
Refrigerante Refrigerant	ISCEON 89	ISCEON 89	ISCEON 89	ISCEON 89
Voltaggio (V/ph/Hz) Voltage (V/ph/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

W = Bianco / White / Blanc / Weiß **A = Alluminio** / Aluminium / Aluminium / Aluminium

Capacità (litri)
Capacity (litres)

Dimensioni (L x P x H cm)
Dimensions (W x D x H cm)

Finitura esterna
External finishing

Finitura interna
Internal finishing

Isolamento (mm)
Insulation (mm)

Ruote
Casters

Coperchio isolato
Insulated lid

Chiusura a chiave
Key locking

Termostato elettronico con allarme
Thermostat with alarm

Refrigerazione statica
Static refrigeration

Sbrinamento manuale
Manual defrosting

Refrigerante
Refrigerant

Voltaggio (V/ph/Hz)
Voltage (V/ph/Hz)

W = Bianco / White / Blanc / Weiß **A = Alluminio** / Aluminium / Aluminium / Aluminium

Mod.	220	320
Capacità (litri) Capacity (litres)	220	320
Dimensioni (L x P x H cm) Dimensions (W x D x H cm)	98 x 68 x 93	128 x 68 x 93
Finitura esterna External finishing	W	W
Finitura interna Internal finishing	A	A
Isolamento (mm) Insulation (mm)	80	80
Ruote Casters	4	4
Coperchio isolato Insulated lid	1	1
Chiusura a chiave Key locking	•	•
Termostato elettronico con allarme Thermostat with alarm	•	•
Refrigerazione statica Static refrigeration	•	•
Sbrinamento manuale Manual defrosting	•	•
Refrigerante Refrigerant	ISCEON 89	ISCEON 89
Voltaggio (V/ph/Hz) Voltage (V/ph/Hz)	230/1/50	230/1/50

ITALIANO: La gamma di congelatori **LCSDF** presenta le stesse caratteristiche costruttive della serie LCDF, ma, proposta solo nei modelli 220 e 320, si differenzia per la bassissima temperatura di -60°C.

ENGLISH: The freezers **LCSDF** series offer the same construction characteristics of the serie LCDF, but, available only in the models 220 and 320, differ for the very deep temperature of -60°C.

