



(1) Ingresso acqua Water inlet Entrée eau	L 130 mm H 145 mm Ø 3/4"
(2) Scarico acqua Water outlet Évacuation eau	L 49 mm H 140 mm Ø 24 mm
(3) Connessione elettrica Electrical connection Branchement électrique	L 95 mm H 209 mm

COLD THAT CARES
evermed

MODELLO / MODEL / MODÈLE CODICE / CODE / CODE
CIM 28 CBA280 - CBA281

NOTE / NOTES / NOTES

DATA / DATE / DATE

11/2024

SCALA / SCALE / ÉCHELLE

Evermed srl si riserva ai termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo/cederlo senza autorizzazione scritta.
Evermed srl reserves within the terms of law the property of this drawing with prohibition of reproduce/transfer it without written permission.
Evermed srl se réserve aux termes de la loi la propriété de ce dessin avec interdiction de le reproduire/le céder sans autorisation écrite.

Evermed srl si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Evermed srl reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.
Evermed srl se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et stylistiques qu'elle jugera nécessaires ou utiles sans en affecter les caractéristiques essentielles.